

# 4 D 超音波画像配信システム

powered by Incube

## Hirata Clinic



超音波診断

ALOKA prosound a10


GE VOLUSON730

動画 静止画

医院側の操作は基本的に4D撮影のみです。


Medi Qube

4D-MQ連携インターフェース



ムービーメール

画像はメール添付され、MediQubeに登録されているアドレスに送信されます。誤送信を避けるために、送信前に4D画像ファイルの患者情報とMQの患者情報の整合性をチェックします。撮影日(4D)と来院日(MQ)が一致するか、患者ID(4D)が42週以内の分娩予定日を持つ妊婦(MQ)か、です。



妊婦さん・ご家族など



VPN

画像変換サービス

株式会社 インキューブ


4D装置から出力される画像ファイルはそのままでは携帯電話では見れない、もしくは見辛いため、弊社にて適切なファイル形式に変換するサービスを提供しております。



検査画像



不要な周辺部分をカット



携帯機種に合わせて変換

